

Patientenseite

Auf dieser Seite sehen Sie alle Patientendetails, Anamnesedokumente und alle Zuweisungen des Patienten

Hiermit rufen Sie die **Hilfe** zu dieser Seite auf!

[Startseite] [Bilder und Befunde] [zu befundende Patienten] [Zweitbefundung] radiologe [Hilfe] [Abmelden]

WEB access > Patient > Frau MUSTERPATIENT Max 03.12.1968

Patientendetails

Bitte hier zurück zur Patientenliste

Detailseite aktualisieren

Es werden Anamnesedokumente der letzten 100 Tage angezeigt. Klicken Sie auf den Dokumentennamen um diese abzurufen.

Dokument	Untersuchung	Info
Zuweisungen	13.01.2021 von CT-SCHÄDEL	Scan Dokument erstellt am 13.01.2021 13:01:44. Version 1.
Zuweisungen	13.01.2021 von mr-schädel, mr-hypophyse	Scan Dokument erstellt am 13.01.2021 15:26:32. Version 1.

Klicken Sie auf „Patientendetails“ um alle **wichtigen Patientendaten** aufzuklappen.

Hier können Sie ein neues **Diktat** anlegen, bestehende Diktate löschen und Diktate abspielen.

In dieser Liste werden **alle Zuweisungen** chronologisch von dem Patienten angezeigt. Sie können den Befund und die Bilder einsehen und haben Zugriff auf die Diktate.

Hier sehen Sie den **Status** weiterer Diktate.

Datum	Zuweiser	Diagnose	Untersuchung	Ergebnis	Befund	Bild	Meine Diktate	Weitere Diktate
07.04.2021	UNBEKANNT Unbekannt Dr. AUTO	Testdiagnose	FINGER abgegeben	(Befundung)	Befundung	keiner		
14.01.2021	Opossum GDATEST Flora WGK	test	mr- gesichtss abgegeben	(Korrektur)	Korrektur	keiner	Diktat löschen ar - Erkennung [20.01.2021]	ar - Erkennung [20.01.2021]
13.01.2021	Opossum GDATEST Flora WGK	test	mr-schädel, mr- hypophyse abgegeben	(Korrektur)	Korrektur	keiner	Diktat löschen ar - Erkennung [20.01.2021]	ar - Erkennung [20.01.2021]
13.01.2021	Opossum GDATEST Flora WGK	test	CT- SCHÄDEL abgegeben	(Korrektur)	Korrektur	keiner	Diktat löschen ar - Erkennung [26.01.2021]	ar - Erkennung [26.01.2021]
30.10.2020	Opossum GDATEST Flora WGK	Testdiagnose	mr-ob abgegeben	(Befundung)	Befundung	keiner		
30.10.2020	Opossum GDATEST Flora WGK	verarbeite(1a):10	MR-UB abgegeben	(Korrektur)	Korrektur	keiner	Diktat löschen ar - Erkennung [20.01.2021]	ar - Erkennung [20.01.2021]



durchschaubare IT für die Radiologie



Patientenseite

Hier können Sie auch zu einer Untersuchung ein Diktat aufnehmen.

Die **Patientendetails** können auch wieder zugeklappt werden.

Klicken Sie vorher auf das „**Mikrofon**“-Bild in der Tabelle, dann erscheint eine eigene Aufnahme­fläche. Wenn Sie nun den **roten Knopf** drücken, wird das Diktat begonnen.

Klicken Sie im Anschluss auf das „**Häckchen**“-Bild, damit die Aufnahme auf den Server geladen werden kann. Warten Sie bitte bis diese Aktion fertig durchgeführt worden ist.

[Startseite] [Bilder und Befunde] [zu befundende Patienten] [Zweitbefundung] radiologe [Hilfe] [Abmelden]

WEB access > Patient > Frau MUSTERPATIENT Max 03.12.1968

Patientendetails

Bitte hier zurück zur Patientenliste

07.04.2021 (UNBEKANNT Unbekannt Dr. AUTO): FINGER abgegeben

00:00:00 00:00:00

Es werden Anamnesedokumente der letzten 100 Tage angezeigt. Klicken Sie auf den Dokumentennamen um diese abzurufen.

Zuweisungen	Datum	von	Scan Dokument erstellt am	Version
Zuweisungen	13.01.2021	von CT-SCHÄDEL	13.01.2021 13:01:44	Version 1.
Zuweisungen	13.01.2021	von mr-schädel, mr-hypophyse	13.01.2021 15:26:32	Version 1.

07.04.2021	UNBEKANNT Unbekannt Dr. AUTO	Testdiagnose	FINGER abgegeben	(Befundung)	Befundung	keiner		
14.01.2021	Opossum GDATEST Flora WGK	test	mr-gesichtss abgegeben	(Korrektur)	Korrektur	keiner		ar - Erkennung [20.01.2021]
13.01.2021	Opossum GDATEST Flora WGK	test	mr-schädel, mr-hypophyse abgegeben	(Korrektur)	Korrektur	keiner		ar - Erkennung [20.01.2021]

Klicken Sie hierher, damit Sie zu dieser Untersuchung ein **neues Diktat** anlegen.